

UROMED »HEPARIUS®« STEUERBAR

REF 4175 – 4177


Zentral offene Spitze
mit Perforation im Ureterteil

Katheter zur inneren
Schiemung des Ureters

- Polyurethan
- inkrustationshemmendes Additiv
- verminderte Bakterienadhärenz
- geringere Belastung des Patienten
- hervorragend zur Langzeitanwendung geeignet
- gutes Vorschiebehaviorhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleine, kreisrunde Pigtails
- atraumatische Augen
- vormontiertes Set zur einfachen Handhabung
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert

*Catheter for the internal splinting
of the ureter*

- *polyurethane*
- *incrustation-reducing additive*
- *reduced bacterial adherence*
- *lower strain on the patient*
- *excellent for long-term application*
- *good advancement control because of medium material consistency*
- *conical, dilating tip*
- *small-sized, circular pigtails*
- *atraumatic eyes*
- *pre-assembled set for easy handling*
- *overall radiopaque*
- *graduated*



Ureter-Dauerschleie
beidseitiger Pigtail
*ureteral stent, double pigtail
cylindrical tip, with perforation
in the ureteral part*

Ch. 6, Ch. 7
Pushersystem
Länge 45 cm
*Ch. 6, Ch. 7
pusher system
length 45 cm*

Ch. 4,8
Pushersystem
Länge 70 cm
*Ch. 4,8
pusher system
length 70 cm*

1 Fixierklemme bei REF 4175 / 1 fixing clamp for REF 4175

Diese UROMED »HEPARIUS®« Dauerschleie können Sie mit einem Führungsdraht Ihrer Wahl einsetzen: für Dauerschleien in Ch. 4,8 – Führungsdraht in 0,028", für Dauerschleien in Ch. 6+7 – Führungsdraht in 0,035".
This »HEPARIUS®« long-term stent can be used with a guidewire of your choice: for stents Ch. 4,8 – guidewire 0,028", for stents 6+7 – guidewire 0,035".

REF REF	Dauerschleie Stent	PZN PZN
4175-24	Ch. 4,8/24 cm	11370728
4175-26	Ch. 4,8/26 cm	11370740
4175-28	Ch. 4,8/28 cm	11370757
4175-30	Ch. 4,8/30 cm	11370763
4176-24	Ch. 6,0/24 cm	11370786
4176-26	Ch. 6,0/26 cm	11370792
4176-28	Ch. 6,0/28 cm	11370800
4176-30	Ch. 6,0/30 cm	11370817

REF REF	Dauerschleie Stente	PZN PZN
4177-24	Ch. 7,0/24 cm	11370823
4177-26	Ch. 7,0/26 cm	11370846
4177-28	Ch. 7,0/28 cm	11370852
4177-30	Ch. 7,0/30 cm	11370869

Verpackung: doppelt, steril
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile
Original carton: 10 pieces